



### BEURER BM-26 TENSÍOMETRO DE BRAZO

Este tensiómetro de brazo cuenta con una **pantalla grande** y de fácil lectura que permite utilizarlo de forma cómoda y sencilla. Con las 4 x 30 posiciones de memoria, **hasta cuatro usuarios pueden almacenar** de forma diferenciada sus valores de medición. También indica el promedio de las tres últimas mediciones y advierte sobre las posibles alteraciones del ritmo cardíaco. Probado clínicamente según ESH.

**- Aprobado por la Sociedad de Hipertensión de Alemania.**

- Medición automática.

**- Detección arritmia.**

- Promedio de las 3 últimas mediciones.

- Pantalla de fácil lectura.

- Manguito de (22-35 cm) incluido.

- Memoria 4 x 30 mediciones.

- Fecha y hora.

- Indicador de errores.

- Desconexión automática.

- Indicador de pilas agotadas.

- Bolsa y pilas (4xAA) incluidas.

<https://youtu.be/8uwMW7nVnZs>

<https://youtu.be/xqLJwZZ3Btk>



#### **DATOS LOGÍSTICOS:**

Código de Barras: 4211125652289

Unidades de Embalaje: 4

Medidas producto (An-Al-Pr): 11,00 X 16,00 X 6,50 cm

Peso neto producto: 0,490 Kg

Medidas embalaje unitario producto (An-Al-Pr): 19,50 X 13,50 X 9,00 cm

Peso bruto embalaje unitario: 0,650 Kg

Medidas unidades embalaje (An-Al-Pr): 38,00 X 15,00 X 21,00 cm

Peso bruto embalaje: 2,770 Kg

